

1. Nhãn chai 80 mL

Thành phần
Natri clorid, Kali bromid, Magnesi clorid, Calci clorid, Kali clorid, Kẽm sulfat, Tinh dầu khuynh diệp, Benzalkonium clorid, Nước tinh khiết.

Sea Salt giúp loại bỏ dịch nhầy, gỉ mũi và làm sạch tất cả bụi bẩn ra khỏi mũi, hỗ trợ ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng về đường hô hấp như nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi dị ứng...

Sử dụng: 2-3 lần mỗi ngày.

Các thông tin khác
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Bảo quản
Ở nhiệt độ thường, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Số lưu hành:

NSX:
LSX:
HD:

Cơ sở sản xuất
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
253 Đường Sĩ Thanh Khê Q. Thanh Khê TP. Đà Nẵng, Việt Nam

TU CHÂU ÂU I

2. Nhãn hộp 80 mL

FOR KIDS
Dung dịch xịt vệ sinh mũi trẻ em
SEA SALT
Nasal Spray

Sea Salt is an isotonic filtered solution, provides the beneficial properties of marine trace elements, such as zinc, calcium, sodium, magnesium...

Sea Salt helps to easily reject waster, mucilage and clean all dirt from the nose, helping to prevent and relieve respiratory symptoms such as stuffy nose, runny nose, allergic rhinitis ...

Dosage
Spray 2-3 times daily.

Other information
See package insert.

Storage
At room temperature, keep away from light.

Keep out of reach of children. Read carefully the package insert before use.

Manufactured by
DANAPHA PHARMACEUTICAL JSC
253 Đường Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Dist., Da Nang City, Vietnam

GMP-WHO

STAR DANAPHA

FOR KIDS
Dung dịch xịt vệ sinh mũi trẻ em
SEA SALT
Nasal Spray

Thành phần
Natri clorid, Kali bromid, Magnesi clorid, Calci clorid, Kali clorid, Kẽm sulfat, Tinh dầu khuynh diệp, Benzalkonium clorid, Nước tinh khiết.

Sea Salt giúp loại bỏ dịch nhầy, gỉ mũi và làm sạch tất cả bụi bẩn ra khỏi mũi, hỗ trợ ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng về đường hô hấp như nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi dị ứng...

Sử dụng: 2-3 lần mỗi ngày.

Các thông tin khác
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Bảo quản
Ở nhiệt độ thường, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Số lưu hành:

NSX:
LSX:
HD:
(Hoặc xem dưới đáy hộp)

Cơ sở sản xuất
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
253 Đường Sĩ Thanh Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

TU CHÂU ÂU I

TECH-TRANSFER FROM EUROPE I

MÃ VẠCH

M.S.D.N: 0400102091 - C.T.C

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TỔNG GIÁM ĐỐC
TS. Lê Thăng Bình

3. Nhãn chai 100 mL

Thành phần

Natri clorid, Kali bromid, Magnesi clorid, Calci clorid, Kali clorid, Kẽm sulfat, Tinh dầu khuynh diệp, Benzalkonium clorid, Nước tinh khiết.

Sea Salt giúp loại bỏ dịch nhầy, gỉ mũi và làm sạch tất cả bụi bẩn ra khỏi mũi, hỗ trợ ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng về đường hô hấp như nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi dị ứng...

Sử dụng: 2-3 lần mỗi ngày.

Cơ sở sản xuất
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
253 Đường Sĩ Thanh Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam



Các thông tin khác

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Bảo quản

Ở nhiệt độ thường, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Số lưu hành:

NSX:

LSX:

HD:

4. Nhãn hộp 100 mL



TỔNG GIÁM ĐỐC
TS. Lê Thăng Bình

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dung dịch xịt vệ sinh mũi Sea Salt

Thành phần

-Loại chai xịt dùng cho người lớn: natri clorid, kali bromid, magie clorid, calci clorid, kali clorid, kẽm sulfat, benzalkonium clorid, tinh dầu khuynh diệp, tinh dầu bạc hà, nước tinh khiết.

-Loại chai xịt dùng cho trẻ em: natri clorid, magie clorid, kali bromid, calci clorid, kali clorid, kẽm sulfat, benzalkonium clorid, tinh dầu khuynh diệp, nước tinh khiết

Tác dụng của Sea Salt

Với công thức nước tương tự nước biển tự nhiên chứa nhiều chất khoáng vi lượng như Na^{+} , Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^{+} ...phù hợp với sinh lý mũi. Ngoài ra, còn bổ sung thêm tinh dầu tự nhiên giúp tạo cảm giác mát dịu. Sea salt dạng xịt phun sương tạo các hạt nhỏ đi sâu vào hốc mũi giúp đào thải bụi bẩn ra khỏi mũi, làm loãng dịch tiết và đào thải ra ngoài giúp mũi thông thoáng hơn. Vệ sinh niêm mạc mũi hàng ngày khi tiếp xúc với khói bụi, thời tiết hanh khô, thay đổi thời tiết hoặc phòng có máy lạnh...giúp phục hồi độ ẩm tự nhiên cho mũi, làm giảm ho khan, tạo cảm giác sáng khoái... Với hệ thống valve một chiều, có thể ngăn cản sự nhiễm khuẩn trở lại sản phẩm sau mỗi lần xịt.

Mục đích sử dụng

Giúp loại bỏ dịch nhầy, gỉ mũi và làm sạch tất cả bụi bẩn ra khỏi mũi, hỗ trợ ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng về đường hô hấp như nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi dị ứng...

Cách sử dụng

Dùng để vệ sinh mũi hàng ngày: 2-3 lần mỗi ngày theo các bước sau:

1. Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng.
2. Đặt ngón tay trở lên đầu vòi phun.
3. Đưa nhẹ nhàng vòi phun vào lỗ mũi.
4. Ấn nhanh đầu phun từ 2 đến 3 lần mỗi bên mũi.
5. Để dung dịch dư kéo chất nhầy chảy ra ngoài và hỉ mũi.
6. Lau sạch, khô vòi phun, đậy nắp bảo vệ.

Lưu ý:

-Sản phẩm *chai xịt dùng cho người lớn* có tinh dầu bạc hà (menthol) không dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi.

-Cũng như nước muối sinh lý, dung dịch xịt Sea Salt an toàn nên có thể yên tâm sử dụng thường xuyên hàng ngày trong thời gian dài.

Cảnh báo và thận trọng:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
- Không được uống.

Trình bày và bảo quản:

- Hộp 1 chai xịt phun sương 80ml, 100ml
- Bảo quản ở nhiệt độ thường, tránh ánh sáng. **ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.**
- Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản xuất & công bố bởi:

Công ty cổ phần dược Danapha
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

